

BacT/ALERT 3D™
60



伴有可见
阳性信号的
特异产色技术

全自动细菌/分枝杆菌 培养监测系统

小巧、聪明的系统

BacT/ALERT 3D 60是BacT/ALERT 3D系列的新成员，它的诞生再一次印证了我们的承诺：为所有实验室提供不断革新的产品。

小巧进一步优化了我们“节约空间”的设计理念，并延续了大型 BacT/ALERT 3D 的所有优势，保证您实验室享受一流的全自动血培养系统带来的效益。

可轻松处理每年3,600份血液或体液培养，或500份分枝杆菌的快速培养，为您每日的工作提供简便快速的解决方案。



把BacT/ALERT 3D 的优势带给每一个 实验室

组装前重量：41Kg (90lbs)
组装后重量：45Kg (98lbs)



条码扫描




上样



复查

操作最简便

- 通过简便的图文化指令完成全部的数据管理操作。
- 各检测孔的专利注册技术提供自动校正和培养瓶同步识别功能。
- "用户自选检测位"及"培养瓶同步识别"可最大限度减少操作错误。
- 对于阳性培养结果，提供声音和颜色的报警以及远程报警。



功能最全面

- 三种判读模式，具有卓越的处理延迟放入的培养瓶的能力。
- 7种培养瓶，唯一经FDA认证，可完成对血液、无菌体液的细菌及分枝杆菌的快速培养的系统。

报告最准确

- 各检测位的连续检测功能确保及时报告实验结果。
- 90%阳性结果在48小时内报阳，保证最低的检测假阴性和假阳性率。

技术指标

容量

- 60 cells

电压

- 100/120 Volts (50-60 HZ)
- 220/240 Volts (50-60 HZ)

耗电量

- 100/240 V.A.C. 72 Watts typical
- 220/240 V.A.C. 72 Watts typical

产生热量

- 245 Btu/Hr. 2840 maximum

释放声浪

- 50 dB

梅里埃诊断产品(上海)有限公司
上海市浦东新区康桥工业区
浦三路4633号
邮编: 201315
电话: (021) 6097 8388
传真: (021) 6097 8399
客户服务热线: 400 630 8137

北京分公司
电话: (010) 8535 8388
广州分公司
电话: (020) 8762 7010
成都分公司
电话: (028) 8620 2052
www.biomerieux.com.cn

